



Общество с ограниченной ответственностью  
«Биолабмикс»  
ИНН 5408278957 КПП 540801001  
630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск,  
ул. Инженерная, дом № 28  
Tel/Fax: +7(383)363-51-91, Tel: +7(383)363-22-40  
E-mail: sales@biolabmix.ru

## **Набор для выделения ДНК из FFPE образцов тканей**

Кат. номер D-FFPE-10, D-FFPE-50, D-FFPE-250

### **Важно!**

Мы постоянно совершенствуем протокол работы с реагентом, поэтому просьба использовать протокол, идущий в комплекте с продуктом. Последняя версия протокола доступна на сайте компании ООО «Биолабмикс» ([www.biolabmix.ru](http://www.biolabmix.ru)). Набор предназначен только для научно-исследовательских целей. Протокол обновлён 12.04.2024.

### **Описание**

Набор предназначен для выделения и очистки ДНК из срезов с FFPE-блоков.

Принцип действия набора основан на селективной сорбции нуклеиновых кислот из предварительно лизированного образца на кремниевой мембране, последующей промывке и элюции очищенного продукта.

Выделенная ДНК может быть использована для различных молекулярно-биологических исследований: ПЦР, ПЦР-РВ, ник-транскрипции, секвенирования, генотипирования, анализа SNP и др.

Данным наборов возможно выделение ДНК с размерами до 1000 п.н. Концентрация длинных фрагментов обычно составляет не более 10% от общего количества выделенной ДНК

## Состав набора

	D-FFPE-10 10 выделений	D-FFPE-50 50 выделений	D-FFPE-250 250 выделений	
			Вариант 1	Вариант 2
Депарафинизирующий буфер DP	9 мл	45 мл	4x55 мл	2x110 мл
Буфер для лизиса LB	3 мл	15 мл	2x40 мл	80 мл
Буфер для нанесения на колонку BB	7 мл	40 мл	4x50 мл	2x100 мл
Буфер для промывки WB	12 мл	60 мл	5x60 мл	3x100 мл
Буфер для элюции EB	5 мл	15 мл	60 мл	60 мл
Протеиназа K, раствор	240 мкл	1200 мкл	5x1200 мкл	5x1200 мкл
РНКаза A, раствор	80 мкл	300 мкл	2x750 мкл	2x750 мкл
Пробирки для сбора фильтрата с колонками для сорбции образца	10 шт.	50 шт.	250 шт.	250 шт.

Набор D-FFPE-250 поставляется в одном из двух вариантов

### Меры предосторожности:

**Осторожно!** Буфер DP содержит в составе органические растворители оказывающий раздражающее и токсичное действие. Не проводить работы с раствором в непосредственной близости с нагревательными приборами и открыты огнём.

**Осторожно!** Буфер для нанесения на колонку BB содержит раствор хаотропной соли, оказывающий раздражающее и токсичное действие. При работе необходимо соблюдать правила общей и личной техники безопасности. Токсичен при попадании на кожу и внутрь. Вызывает ожоги.

**Осторожно!** Буфер для промывки WB содержит изопропанол, оказывающий раздражающее и токсичное действие. Не проводить работы с раствором в непосредственной близости от открытого огня.

При попадании на кожу промойте немедленно большим количеством воды и моющего средства (детергента). При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

**Внимание!** При работе с биологическими жидкостями следует надевать одноразовые резиновые перчатки, так как исследуемый материал является потенциально инфицированным, способным длительное время сохранять или передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции. Все использованные материалы дезинфицировать в соответствии с требованиями МУ-287-113.

**Эксплуатация:**

Компоненты: DP, LB, BB, WB, EB, протеиназа К, РНКазы А стабильны в течение всего срока годности при соблюдении условий хранения (см. на упаковке) и достаточной герметизации флаконов.

**Внимание!** Не нагревать набор выше температуры +25°C, несоблюдение температурного режима хранения и транспортировки снижает активность протеиназы К и РНКазы А и эффективность выделения.

**Внимание!** не хранить смесь буфера для лизиса LB и протеиназы К.

**Условия работы:**

Температура окружающей среды от +15 до +25 °С;

Относительная влажность воздуха не более 80 %;

Атмосферное давление 630 – 800 мм. рт. ст.

**Оборудование и материалы, не входящие в набор:**

- Твердотельный термостат, поддерживающий температуру 56 °С;
- Центрифуга для микропробирок на 1.5–2 мл, скорость 12000 gcf;
- Вортекс;
- Одноканальные дозаторы переменного объема и наконечники для них;
- Перчатки резиновые;
- Микропробирки на 1.5 мл.

## Протокол выделения ДНК:

**Внимание!** Рекомендуется проводить выделение из срезов с образцов не старше 5 лет, увеличение срока хранения приводит к снижению выхода суммарной ДНК, а также к большей деградации ДНК. При работе с FFPE-блоками рекомендуем убедиться, что фиксация тканей проводилась без нарушения процедуры фиксации, в противном случае нативные РНКазы и ДНКазы существенно снижают целостность выделяемых нуклеиновых кислот.

### 1) Подготовка и лизис образцов

#### – Подготовка образцов

Для выделения ДНК допустимо использовать образцы разной толщины, см. таблицу 2.

Таблица 2. Рекомендуемое количество срезов на выделение.

Толщина среза	Рекомендуемое количество срезов на выделение	Суммарная площадь фиксированной ткани
До 5 мкм	4 шт	От 2 см <sup>2</sup> до 10 см <sup>2</sup>
5-8 мкм	2-3 шт	
8-10 мкм	2 шт	

**Внимание!** При использовании свежих срезов убедиться в том, что срезы сухие (без воды).

#### – Депарафинизация образцов

1. Поместить срезы в пробирку и добавить 750 мкл депарафинизирующего буфера DP.
2. Закрывать пробирку и поместить в твердотельный термостат, инкубировать 3 мин при температуре 56 °С.
3. Перемешать образец на вортексе 5-10 с.
4. Центрифугировать 1 мин, 12000 rcf. Тщательно удалить супернатант не захватывая осадок тканей.

#### – Лизис образцов

1. К образцу ткани чистым одноразовым наконечником добавить 250 мкл буфера для лизиса LB.
2. Перемешать образец на вортексе 5-10 с.

**Внимание!** Перед инкубацией образцов прогреть термостат. Не ставить образцы в непрогретый термостат.

**Внимание!** В зависимости от требований к образцу ДНК провести инкубацию образцов в соответствии с п. 3.1 или 3.2.

- 3.1. Для получения образца ДНК с большей долей длинных фрагментов (до 1000 п.н) инкубировать образцы 60 мин при температуре 80 °С. Перемешать

- образце 2–3 раза во время инкубации или использовать термостатируемый шейкер.
- 3.2. Для получения образца ДНК с меньшей долей длинных фрагментов инкубировать образцы 30 минут при температуре 90 °С. Перемешать образце 2–3 раза во время инкубации или использовать термостатируемый шейкер.
  4. Достать образец и охладить до комнатной температуры. Убедиться, что образец остыл. Перемешать образец.
  5. К образцу добавить 20 мкл протеиназы К.
  6. Перемешать образец на вортексе 5–10 с. Сбросить капли коротким центрифугированием.
  7. Инкубировать 15–60 мин при температуре 56 °С до растворения ткани. Для более эффективного лизиса рекомендуется периодически перемешивать образец 2–3 раза, либо использовать термостатируемый шейкер.
- Примечание:** Время лизиса зависит от типа ткани и толщины используемых срезов.
8. После окончания лизиса. Энергично перемешать вручную или на вортексе. Инкубировать 15 мин при температуре 80°С.
  9. Достать образец и охладить до комнатной температуры. Убедиться, что образец остыл. Перемешать образец. Сбросить капли коротким центрифугированием.

## **2) Опционально. Удаление примеси РНК**

**Внимание!** Если вам не требуется проводить очистку от примесей РНК, можете пропустить данный этап и перейти к следующему разделу **«Нанесение на колонку»**.

Для удаления примеси РНК провести обработку РНКазой А.

1. К охлаждённому до комнатной температуры лизату добавить 5 мкл РНКазы А.
2. Перемешать образец на вортексе 5–10 с. Сбросить капли коротким центрифугированием.
3. Инкубировать при 37°С 15 минут.

## **3) Нанесение на колонку**

1. К образцу добавить 600 мкл буфера для нанесения на колонку WB. Перемешать образец на вортексе 5–10 с. Сбросить капли коротким центрифугированием.
2. Перенести 800 мкл супернатанта на колонку. Плотнo закрыть крышку колонки.
3. Центрифугировать 30 с, 12000 gcf. Удалить фильтрат.

## **4) Промывка колонки**

1. Нанести на колонку 500 мкл буфера для промывки WB. Центрифугировать 30 с, 12000 gcf. Удалить фильтрат.

2. Нанести на колонку 500 мкл буфера для промывки WB. Центрифугировать 30 с, 12000 rcf. Удалить фильтрат.
3. Центрифугировать колонку 3 мин, 12000 rcf для полного удаления буфера WB.

### 5) Элюция ДНК

1. Перенести колонку в новую микропробирку на 1.5–2 мл (не входит в состав набора). Плотно прижать колонку к пробирке.
2. Нанести на центр фильтра колонки от 60 до 200 мкл буфера для элюции EB. Инкубировать 3 мин при комнатной температуре (15–25 °С). Центрифугировать 1 мин, 10000 rcf.
  - **Важно!** Рекомендуемый объём элюции 100 мкл. При элюции меньшим объёмом требуется аккуратно наносить аликвоту буфера на центр фильтра колонки, иначе возможно снижение выхода ДНК.
  - При элюции в 100–200 мкл выход ДНК выше на 10–30%, чем при элюции в 60 мкл.
  - Повторная элюция новой аликвотой буфера для элюции EB или элюатом позволяет увеличить выход ДНК на 10–30%. При элюции объёмом менее 100 мкл рекомендуется использовать новую аликвоту буфера для элюции. При элюции объёмом 100 мкл и более допускается повторно нанести элюат на колонку.
  - Буфер для элюции – 0.01 M Tris·HCl (pH 8.0). Элюировать образец также можно TE буфером (0.01 M Tris·HCl, 0.001 M EDTA, pH 8.0–8.5) либо водой (pH 8.0–8.5, pH доводить раствором NaOH).
3. Элюат, содержащий ДНК, хранить при –20°C. Для длительного хранения рекомендуется добавить EDTA (pH 8) до конечной концентрации 0.1–1 mM.

**Примечание:** EDTA может ингибировать ферментативные реакции, например, ПЦР.

### **Анализ выделенной ДНК:**

Количество выделенной ДНК из можно оценить с помощью УФ-спектрометрии.

Характерный максимум поглощения для ДНК при  $\lambda = 260$  нм.

Посчитать концентрацию ДНК (мкг/мл) можно по следующей формуле:

$A_{260} \cdot \text{разбавление} \cdot 50$  мкг/мл.

Характерные соотношения оптической плотности  $A_{260}/A_{280} \sim 1.7-2.0$ .

### **Количество суммарной НК, выделяемой из срезов FFPE-блоков тканей M. Musculus, толщиной 10 мкм.**

Вид ткани	m (НК), мкг
Печень	2-10 мкг
Почки	0.2-1 мкг
Толстая кишка	1-5 мкг

**Внимание!** Качество и количество выделяемой НК зависит от вида тканей, обработки образца РНКазой А, а также от способа фиксации. При нарушении процедуры фиксации количество суммарной НК снижается, а также снижается количество фрагментов ДНК с длиной более 500 п.н. При работе с данным образцами заблаговременно убедитесь в том, что образцы были подготовлены надлежащим способом.

Целостность выделенной ДНК можно проверить с помощью проведения ПЦР на длинные фрагменты (от 500 п.н.). После проведения ПЦР продукты амплификации необходимо проверить с помощью гель-электрофореза в 1% агарозном геле.

**Внимание!** Концентрация длинных фрагментов в выделенных образцах обычно составляет не более 10% от общего количества выделенной ДНК.

### **Дополнительные реагенты:**

В каталоге ООО «Биолабмикс» представлены реагенты и материалы полезные при выделении ДНК и её анализе.

- Стерильные пестики для гомогенизации образцов тканей в микропробирках (Кат. № pest-10).
- Буферы для электрофореза в агарозном геле:  
трис-ацетатный буфер (Кат. № BE-DNA-500, BE-DNA-1000),  
трис-боратный буфер (Кат. № TBE-500).
- Раствор бромистого этидия (Кат. № EtBr-10) для визуализации НК.
- Буферы для внесения образцов ДНК и РНК в гель (Кат. № D-3001, D-3002, D-3003).
- Маркеры молекулярных весов ДНК (Кат. № S-8000, S-8100, S-8103, S-8055, S-8250, S-8150).
- Протеиназа К (Кат. № EP-1200).
- РНКаза А (Кат. № ER-500).

- БиоМастер LR HS-ПЦР (2×) (Кат. № МНО40-100, МНО40-400). Для амплификации длинных фрагментов ДНК от 0.2 до 30 т.п.о.
- БиоМастер LR HS-ПЦР-Color (2×) (Кат. № МНС040-100, МНС040-400). Для амплификации длинных фрагментов ДНК от 0.2 до 30 т.п.о.

**Условия хранения:**

Набор для выделения ДНК хранить при температуре от +15 до +25 °С. Раствор протеиназы К и РНКазы А хранить при температуре от -18 до -24 °С. Срок годности см. на упаковке.

**Условия транспортировки:**

Транспортировку набора, производить при температуре от +15 до +25 °С. Допускается транспортирование при температуре не выше +25 °С в течение 14 суток.