



ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ОТ-ПЦР С ДЕТЕКЦИЕЙ ПО КОНЕЧНОЙ ТОЧКЕ

Название	Кат. №	Содержит краситель	Длина ампликона т.п.о.	Шаг ОТ до, °С	Нанесение на гель
БиоМастер ОТ-ПЦР-Стандарт (2х)	RM02-40 RM02-200	-	5	50	-
БиоМастер ОТ-ПЦР-Color (2х)	RMC02-40 RMC02-200	+	5	50	+
БиоМастер ОТ-ПЦР-Премиум (2х)	RM05-40 RM05-200	-	7	50	-
БиоМастер ОТ-ПЦР-Премиум Color (2х)	RMC05-40 RMC05-200	+	7	50	+
БиоМастер ОТ-ПЦР-Экстра (2х)	RM06-40 RM06-200	-	9	60	-

*Объем реакционной смеси 50 мкл.