



## ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ВЫСОКОТОЧНАЯ АМПЛИФИКАЦИЯ

Высокоточные (High-fidelity) ДНК-полимеразы обеспечивают исключительную точность, скорость и производительность для всех приложений ПЦР.

Название	Кат. №	Эффективнее, чем Pfu	Получение длинных и сложных ампликонов	Набор ПЦР-реагентов	Повышенная толерантность к ингибиторам ПЦР
Фьюжн 2.0 полимеразы	E-14001 E-14005	7x – 8x	-	-	+
Фьюжн ДНК-полимераза (Pfu-Sso7d)	E-11001 E-11005	3x	+	-	-
Набор для проведения ПЦР с Фьюжн ДНК-полимеразой	КН041-100 КН041-500	3x	+	+	-