



ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ОТ-ПЦР С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Наборы предназначены для проведения обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

Название	Кат. №	Интеркалирующий краситель	Зонды	Шаг ОТ до, °C	Окрашенная смесь
БиоМастер ОТ-ПЦР РВ (2×)	RM03-80 RM03-400	-	+	50	-
БиоМастер ОТ-ПЦР РВ Экстрим (2×)	RM01-80 RM01-400	-	+	60	-
БиоМастер ОТ-ПЦР РВ SYBR Blue (2×)	RM04-80 RM04-400	+	-	50	+

*Объем реакционной смеси 25 мкл.