



## ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ОБРАТНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

Название	Кат. №	Кол-во	Активность RNase H	t °C оптимум	Активность до, °C	Длина матрицы	Праймеры
M-MuLV-RH	R03-10 R03-50	10 000 е.а. 50 000 е.а.	Отсутствует	42-45	50	7 т.п.	-
RNAscribe RT	R04-10 R04-50	10 000 е.а. 50 000 е.а.	Подавлена	50-55	60	9 т.п.	+
Набор реактивов OT M-MuLV-RH	R01-50 R01-250	50 реакций по 20 мкл 250 реакций по 20 мкл	Отсутствует	42-45	50	7 т.п.	+
Набор реактивов БиоМастер RNAscribe RT Plus (5×)	R02-100 R02-400	100 реакций по 20 мкл 400 реакций по 20 мкл	Подавлена	55	65	7 т.п.	+
Набор реактивов БиоМастер RNAscribe RT Minus (5×)	R021-100 R021-400	100 реакций по 20 мкл 400 реакций по 20 мкл	Подавлена	55	65	7 т.п.	-