




Общество с ограниченной ответственностью
«Биолабмикс»
ИНН 5408278957 КПП 540801001
630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Инженерная, дом № 28
Tel/Fax: +7(383)363-51-91, Tel: +7(383)363-22-40
E-mail: sales@biolabmix.ru

N1-метилпсевдоуридин-5'-трифосфат (N1-Me-PseudoUTP)

Кат. номер: TNP-0050, TNP-1000



Молекулярная формула (кислота): $C_{10}H_{17}N_2O_{15}P_3$.

Молекулярная масса (кислота): 498,17 г/моль.

Описание:

Продукт представляет собой стерильный 100 мМ раствор N1-метилпсевдоуридин-5'-трифосфата в виде триэтиламмонийной соли в воде. Продукт протестирован на присутствие эндо- и экзонуклеазной активности и свободен от примесей ДНКаз и РНКаз. Чистота нуклеотида по данным ВЭЖХ не менее 96%. Функциональная активность подтверждена *in vitro* в реакции транскрипции.

Состав продукта:

Каталожный номер	Название	Состав	Количество
TNP-0050	N1-Me-PseudoUTP	100 мМ раствор натриевой соли в	50 мкл
TNP-1000		воде	1000 мкл

Условия хранения и транспортировки:

Длительное хранение при температуре -20°C .

Транспортируется в замороженном виде, допускается размораживание раствора и транспортирование при температуре окружающей среды.

Срок годности 12 месяцев.

Предназначен только для научно-исследовательских целей.