



Общество с ограниченной ответственностью

«Биолабмикс»

ИНН 5408278957 КПП 540801001

630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск,

ул. Инженерная, дом № 28

Tel/Fax: +7(383)363-51-91, Tel: +7(383)363-22-40

E-mail: sales@biolabmix.ru

Буфер для растворения ДНК EFT

Кат. номер PlasmidEF-EFT

Описание

Буфер предназначен как для растворения осадка геномной ДНК или плазмидной ДНК, так и для элюции с центрифужных сорбционных колонок. Рекомендуется для работы с «Набором Maxi для выделения плазмидной ДНК свободной от эндотоксинов из бактериальных клеток» (Кат. № PlasmidEF-20-maxi). Состав буфера – 0.01 М Tris·HCl (pH 8.0). Буфер не содержит эндотоксинов, подготовлен методом стерилизующей фильтрации с помощью фильтрации через мембрану с размером пор 0.1 мкм.

Состав

PlasmidEF-EFT	
Буфер для растворения ДНК EFT	5x1 мл

Эксплуатация

Буфер EFT стабилен в течение всего срока годности при соблюдении условий хранения (см. на упаковке) и достаточной герметизации флаконов.

Условия хранения

Хранить при температуре от +15 до +25 °С. Срок годности см. на упаковке.

Важно! После вскрытия тары с компонентами набора внутрь могут попасть примеси с рабочих поверхностей и из воздуха в помещении.

Важно! После вскрытия пробирку с буфером EFT хранить при -20 °С.

Условия транспортировки

Транспортировку производить при температуре от +15 до +25 °С. Допускается транспортирование при температуре не выше +25 °С в течение 14 суток.