



Общество с ограниченной ответственностью
«Биолабмикс»
ИНН 5408278957 КПП 540801001
630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Инженерная, дом № 28
Tel/Fax: +7(383)363-51-91, Tel: +7(383)363-22-40
E-mail: sales@biolabmix.ru

Олиго d(T)₁₈ (Oligo d(T)₁₈)

Кат. номер OLE22-04-01, OLE22-04-05, OLE22-04-10

Использование:

Олиго d(T)₁₈ – синтетический 18-мерный одноцепочечный ДНК олигонуклеотид. Данный праймер гибридизуется с поли(A) 3' концом мРНК.

Олиго d(T)₁₈ применяется для синтеза кДНК методом обратной транскрипции и при создании кДНК библиотек.

Структура

5'-TTT-TTT-TTT-TTT-TTT-TTT-3'

Молярный коэффициент экстинкции: 146400

Молярная масса: 5413.52 г/моль

Особенности

Олигонуклеотид очищен ионнообменной хроматографией, обессолен и лиофильно высушен.

Не содержит посторонних примесей солей.

Структура олигонуклеотида подтверждена LCMS.

Функциональная активность d(T)₁₈ подтверждена ПЦР.

Состав / Форма

Лиофильно высушенная смесь олигонуклеотидов / порошок

Размер фасовки

Каталожный номер	Количество (A ₂₆₀)	Количество, нмоль	Количество, мкг
OLE22-04-01	1 oe	6,8	37
OLE22-04-05	5 oe	34,1	185
OLE22-04-10	10 oe	68,3	370

Условия хранения:

Температура хранения: 2-8°C – 12 месяцев, -20°C – 24 месяца