



**Биолабмикс®**

[www.biolabmix.ru](http://www.biolabmix.ru)

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

**6×буфер для нанесения ДНК на гель «ТриК»  
Кат. № D-3003**

**Описание:**

содержит три красителя для оценки подвижности в геле: бромфеноловый синий, ксиленцианол FF и Оранжевый G.

**Фасовки:** 1,0 мл.

**Области применения:**

Рекомендован для нанесения образцов ДНК на гель при анализе гель-электрофорезом.

**Условия хранения и транспортировки:**

Хранить при температуре от -20°C до +4 °C. Срок хранения 12 месяцев.