




Общество с ограниченной ответственностью
«Биолабмикс»
 ИНН 5408278957 КПП 540801001
 630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск,
 ул. Инженерная, дом № 28
 Tel/Fax: +7(383)363-51-91, Tel: +7(383)363-22-40
 E-mail: sales@biolabmix.ru

N6-метиладенозин-5'-трифосфат (N6-Me-ATP)

Кат. номер TNA-0050, TNA-0500



Молекулярная формула (кислота): $C_{11}H_{18}N_5O_{13}P_3$.

Молекулярная масса (кислота): 521,21 г/моль.

Описание:

Продукт представляет собой стерильный 100 мМ раствор N6-метиладенозин-5'-трифосфата **в виде аммонийной соли в воде**. Продукт протестирован на присутствие эндо- и экзонуклеазной активности и свободен от примесей ДНКаз и РНКаз. **Чистота нуклеотида по данным ВЭЖХ не менее 96%.** Функциональная активность подтверждена *in vitro* в реакции транскрипции.

Состав продукта:

Каталожный номер	Название	Состав	Количество
TNA-0050	N6-Me-ATP	100 мМ раствор аммонийной соли в воде	50 мкл
TNA-0500			500 мкл

Условия хранения и транспортировки:

Длительное хранение при температуре -20°C .

Транспортируется в замороженном виде, допускается размораживание раствора и транспортирование при температуре окружающей среды.

Срок годности 12 месяцев.

Предназначен только для научно-исследовательских целей.