



Общество с ограниченной ответственностью

«Биолабмикс»

ИНН 5408278957 КПП 540801001

630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск,

ул. Инженерная, дом № 28

Tel/Fax: +7(383)363-51-91, Tel: +7(383)363-22-40

E-mail: sales@biolabmix.ru

Комплект буферов SB, LB, ENB

Кат. номер PlasmidEF-BSx3

Описание

Комплект буферов для суспендирования SB, лизиса LB, нейтрализации ENB, не содержит РНКазу А. Буферы предназначены для использования с «Набором Maxi для выделения плазмидной ДНК свободной от эндотоксинов из бактериальных клеток» (Кат. № PlasmidEF-20-maxi). Объём буферов в комплекте рассчитан на 20 выделений по протоколу.

Состав

PlasmidEF-BSx3	
Буфер для суспендирования SB	4x50 мл
Буфер для лизиса LB (содержит pH-индикатор)	4x50 мл
Буфер для нейтрализации ENB	4x50 мл

Меры предосторожности

Осторожно! Буферы для лизиса LB и нейтрализации ENB содержат вещества, оказывающие раздражающее и токсичное действие. При работе необходимо соблюдать правила общей и личной техники безопасности. Токсичен при попадании на кожу и внутрь. Вызывает ожоги.

При попадании на кожу промойте немедленно большим количеством воды и моющего средства (детергента). При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

Эксплуатация

Компоненты: SB, LB, ENB стабильны в течение всего срока годности при соблюдении условий хранения (см. на упаковке) и достаточной герметизации флаконов.

Условия хранения

Хранить при температуре от +15 до +25 °C. Срок годности см. на упаковке.

Важно! Закрывать бутылку, содержащую буфер LB, сразу после использования, чтобы избежать подкисления при попадании CO₂ из воздуха.

Важно! После вскрытия тары с компонентами набора внутрь могут попасть примеси с рабочих поверхностей и из воздуха в помещении.

Условия транспортировки

Транспортировку производить при температуре от +15 до +25 °C. Допускается транспортирование при температуре не выше +25°C в течение 14 суток.