



Общество с ограниченной ответственностью
«Биолабмикс»
ИНН 5408278957 КПП 540801001
630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Инженерная, дом № 28
Tel/Fax: +7(383)363-51-91, Tel: +7(383)363-22-40
E-mail: sales@biolabmix.ru

Нонапраймер (Random primer 9)

Кат. номер OLE22-03-01, OLE22-03-05, OLE22-03-10

Использование:

Random Primer 9 применяется для затравки синтеза ДНК *in vitro* на матрице денатурированной ДНК, в т.ч. для синтеза первой цепи кДНК.

Мечение олигонуклеотидов с помощью этой смеси позволяет получить зонды для скрининга библиотек генов, блоттинга по Саузерну и Нозерну, для гибридизации *in situ*.

Структура

5'-NNN-NNN-NNN-3', N = [dA_{0,25},dC_{0,25},dG_{0,25},T_{0,25}]

Особенности

Random Primer 9 обессолен и лиофильно высушен.

Не содержит посторонних примесей солей.

Молекулярно-массовое распределение подтверждено LCMS.

Функциональная активность подтверждена ПЦР.

Состав / Форма

Лиофильно высушенная смесь олигонуклеотидов / порошок

Размер фасовки

Каталожный номер	Количество (A ₂₆₀)	Количество, нмоль	Количество, мкг
OLE22-03-01	1 oe	17	31
OLE22-03-05	5 oe	86	154
OLE22-03-10	10 oe	172	308

Условия хранения:

Температура хранения: 2-8°C – 12 месяцев, -20°C – 24 месяца