

Общество с ограниченной ответственностью

«Биолабмикс»

ИНН 5408278957 КПП 540801001

630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск,

ул. Инженерная, дом № 28

Tel/Fax: +7(383)363-51-91


E-mail: sales@biolabmix.ru

Инструкция по применению

Аналог кэпа ARCA

Производитель: ООО "Биосан"

Кат. номер ARCA-0050, ARCA-0500



m^{2',3'-O}G(5')ppp(5')G, 3'-O-Me-m7G(5')ppp(5')G

Молекулярная формула (кислота): C₂₂H₃₁N₁₀O₁₈P₃

Молекулярная масса (кислота): 816,46 г/моль.

Описание:

Продукт представляет собой стерильный 100 мМ раствор аналога структуры кэпа ARCA в виде аммонийной соли в воде. Продукт протестирован на присутствие эндо- и экзонуклеазной активности и свободен от примесей ДНКаз и РНКаз. Чистота нуклеотида по данным ВЭЖХ не менее 96%. Функциональная активность подтверждена *in vitro* в реакции транскрипции.

Состав продукта:

Каталожный номер	Название	Состав	Количество
ARCA-0050	Аналог структуры	100 мМ раствор	50 мкл
ARCA-0500	кэпа ARCA	аммонийной соли в воде	1000 мкл

Условия хранения и транспортирования:

Длительное хранение при температуре -20°C.

Транспортируется в замороженном виде, допускается размораживание раствора и транспортирование при температуре окружающей среды.

Срок годности 12 месяцев.

Предназначен только для научно-исследовательских целей.