

## Паспорт продукта

**Название продукта:** Набор для экспресс-выделения ДНК.

**Каталожный №:** Fast Lysis Buffer FL-bio100, FL-bio200

**Партия:** 0001

**Срок хранения:** 12 месяцев

**Дата производства:** 25.05.2022 г.

### Краткое описание продукта

#### Предназначение

Набор для экспресс-выделения ДНК из следующих образцов:

1. Клеточные линии человека и животных;
2. Клеточные линии бактерий;
3. Образцы буккального эпителия. Слюны.

#### Состав набора

Буфер для лизиса LB, протеиназа К.

#### Фасовка

FL-bio100: 62 мл LB, Протеиназа К 450 мкл.

FL-bio200: 2x62 мл LB, Протеиназа К 2x450 мкл.

### Состав

	Внешний вид	Результат контроля
Буфер LB	Бесцветная жидкость	Соответствует
Протеиназа К	Бесцветная жидкость	Соответствует

### Показатель

#### LB Буфер

pH	7.5-7.7	Соответствует
<b>Протеиназа К</b>		
Активность	Не менее 600 У/мл	Соответствует

Руководитель отдела контроля качества \_\_\_\_\_

Кононова А. В.

Дата: \_\_\_\_\_.



Общество с ограниченной ответственностью «Биолабмикс»

ИНН 5408278957 КПП 540801001

630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск,

ул. Инженерная, дом № 28

Tel/Fax: +7(383)363-51-91; E-mail: [sales@biolabmix.ru](mailto:sales@biolabmix.ru)

## Паспорт продукта

**Название продукта:** Набор для экспресс-выделения ДНК.

**Каталожный №:** Fast Lysis Buffer FL-bio100, FL-bio200

**Партия:** 0001

**Срок хранения:** 12 месяцев

**Дата производства:** 25.05.2022 г.

### Краткое описание продукта

#### Предназначение

Набор для экспресс-выделения ДНК из следующих образцов:

1. Клеточные линии человека и животных;
2. Клеточные линии бактерий;
3. Образцы буккального эпителия. Слюны.

#### Состав набора

Буфер для лизиса LB, протеиназа К.

#### Фасовка

FL-bio100: 62 мл LB, Протеиназа К 450 мкл.

FL-bio200: 2x62 мл LB, Протеиназа К 2x450 мкл.

### Состав

	Внешний вид	Результат контроля
Буфер LB	Бесцветная жидкость	Соответствует
Протеиназа К	Бесцветная жидкость	Соответствует

### Показатель

#### LB Буфер

рН	7.5-7.7	Соответствует
<b>Протеиназа К</b>		
Активность	Не менее 600 У/мл	Соответствует

Руководитель отдела контроля качества \_\_\_\_\_

Кононова А. В.

Дата: \_\_\_\_\_.