



Биолабмикс®

www.biolabmix.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

**4×буфер для нанесения ДНК на гель «БиК»
Кат. № D-3002**

Описание:

содержит два красителя для оценки подвижности в геле: бромфеноловый синий и ксиленцианол FF.

Фасовки: 1,0 мл.

Области применения:

Рекомендован для нанесения образцов ДНК на гель при анализе гель-электрофорезом.

Примечание: ДНК-маркеры компании Биолабмикс <https://biolabmix.ru/catalog/dna-ladders/> поставляются в комплекте с 4×буфером для нанесения ДНК на гель «БиК».

Условия хранения и транспортировки:

Хранить при температуре от -20°C до +4 °C. Срок хранения 12 месяцев.